

Japaniin matkustavien matkailijoiden negatiivisen testitulostodistuksen tarkistuslista

21.4.2021

Japanin Suomen-suurlähetystö

Negatiivisen testitulostodistuksen tulee olla kokonaan englanninkielinen ja siinä tulee olla allamainitut kohdat. Suosittelemme ehdottomasti käyttämään Japanin voimassaolevaa todistusmallia. Lentoyhtiöt eivät välttämättä ota matkustajaa lennolle, jos todistuksesta puuttuu yksikin allamainituista kohdista.

1. Testatun tiedot

- Nimi**
- Passin numero**
- Kansallisuus**
- Syntymäaika** (esim. 01 Jan 1975 *EI henkilötunnusmuodossa)
- Sukupuoli**

2. Testaus- ja näytteenottotapa

- Testaustapa** *Hyväksyttävät testit: real time RT-PCR, LAMP, TMA, TRC, Smart Amp, NEAR, Next Generation Sequence, Quantitative Antigen Test (CLEIA) (EI hyväksytä: antigen, antibody)ⁱ
- Näytteenottotapa** *Hyväksyttävät näytteet: Nasopharyngeal Swab (EI hyväksytä: Oral Swab, Throat Swab etc), Saliva

3. Testitulos

- Tulos** ("Negative")
- Näytteenottamisen päivämäärä ja kellonaika** *Näytteenoton ja lennon lähtöajan välillä saa olla enintään 72 tuntia.
- Testituloksen päivämäärä**
- Todistuksen antopäivämäärä**

4. Todistuksen antajainstituution tiedot

- Nimi**
- Osoite**
- Lääkärin allekirjoitus**
- Instituution leima**

ⁱ real time RT-PCR=real time reverse transcription PCR, LAMP=Loop-mediated Isothermal Amplification, TMA=Transcription Mediated Amplification, TRC=Transcription Reverse-transcription, Smart Amp=Smart Amplification process, NEAR=Nicking Enzyme Amplification Reaction